

Кулижский Борис Павлович

ЗАО ОКБ "РИТМ", Таганрог, Россия

Универсальные методики быстрой противоболевой терапии при лечении опорно-двигательного аппарата и в неврологии, в условиях ограниченного времени, с использованием выносных электродов.

Анонс семинара

Система обучения "Динамический протокол" изначально разработана при сотрудничестве Deutschen Gesellschaft für adaptive Therapie V для обучения немецких физиотерапевтов и врачей занимающихся физической реабилитацией и лечением опорно-двигательного аппарата и неврологии.

Суть метода - формирование индивидуального протокола лечения на базе физикального исследования и формализованных компонентов терапии (таблицы частот и модуляций, противоотёчный и миостимуляционный протоколы и т.д.). Для достижения быстрого эффекта используются разнесённые электроды ("пешки", электропроводящие перчатки и т.д.).

Главная особенность - быстрое получение противоболевого и лимфодренажного эффектов. Время процедуры ограничено 15-20 минут. Другой особенностью является ориентация на запланированный результат. Врач до начала процедуры планирует эффект и строит процедуру для достижения его.

Базой для метода являются принципы работы в субъективно-дозированном режиме (Д-0) и противоболевые пособия Ю.В. Горфинкеля.

Методика "Динамического протокола" проста в понимании и освоении, базируется на анатомо-физиологических принципах. Позволяет уверенно и быстро справиться с большинством проблем, встречающихся в повседневной практике СКЭНАР-терапевта при значительной экономии времени.